

分析证明书

产品名称: O27 无血清添加剂, 50×

产品规格: 10mL、1mL

产品货号: MB-230614B010/MB-230614B001

批号:	O20234722
贮存:	-20°C 以下贮存。避免反复冻融。
推荐应用:	类器官培养、神经元培养

2.质量管理

检测项目	检测标准	结果	检测员
内毒素	结果用凝胶法测定, 内毒素单位(EU/mL)	<1.5	洪小玲
支原体检测	PCR 扩增培养基中支原体序列, 结果为阴性	通过	林玲妍
无菌检查	检测培养基中是否含真菌、细菌, 结果为阴性	通过	王小华
类器官培养	能够提高小鼠小肠类器官、小鼠胆管类器官、小鼠气道上皮类器官等类器官生长率。	通过	杨春喜
神经元培养	能够提高神经元生长率。	通过	王小华

安全建议: 按照良好的工业卫生和实验室安全规程操作处理

产品有效期: 2024.11


质量保证: 曾凡伟 日期: 2023.12.30**仅供研究使用。不适用于诊断或治疗程序。**

本文件中的所有其他商标均为其各自所有者的财产。




附录-检测结果:


结果 1: 类器官培养图片



1-1 小鼠小肠类器官培养图片
Day5




1-2 小鼠胆管类器官培养图片
Day7



1-3 小鼠气道上皮类器官培养图片
Day6

结果 2: 神经元培养图片



2-1 胎鼠皮层神经元培养

