

## 分析证明书

产品名称: Mogengel® Human Mammary Glands Organoid Kit 人乳腺类器官培养基试剂盒

产品规格: 500 mL、100 mL

产品货号: MA-0817H011L、MA-0817H011S

产品批号: HMG20240423

保存条件: 基础培养基于4°C保存。补充因子于-20°C 以下保存。

质量管理:

检测项目	检测标准	结果	检测员
无菌检查	检测培养基中是否含真菌、细菌, 结果为阴性。	通过	吴小如
pH	pH 计测量, 结果介于 7.0~7.7 之间	7.70	杨春喜
渗透压	摩尔渗透压浓度测定仪测量, 结果介于 270 - 350mOsm/kg 之间。	281	杨春喜
支原体检测	PCR 扩增培养基中支原体序列, 结果为阴性	通过	吴小如
内毒素	结果用凝胶法测定, 内毒素单位(EU/mL)	<1.5	洪小玲
类器官培养	可培养人乳腺类器官。	通过	张沈薇

结论: 本产品按照厦门模基生物科技有限公司检验标准管理

规程检测, 检验结果符合标准要求。

安全建议: 按照良好的工业卫生和实验室安全规程操作处理


产品有效期: 2025.01

质量保证: 曾凡伟 日期: 2024.03.06

仅供研究使用。不适用于诊断或治疗程序。

本文件中的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

附录-实验结果:



联系方式: 400-091-6556

网址: [www.mogengel.com](http://www.mogengel.com)

地址: 福建省厦门市翔安区民安街道莲亭路 821 号 401-25



图片 1 人乳腺类器官培养, Day20

联系方式: 400-091-6556

网址: [www.mogengel.com](http://www.mogengel.com)

地址: 福建省厦门市翔安区民安街道莲亭路 821 号 401-25

