

分析证明书

产品名称: Mogengel® Mouse Liver Ductal Organoid Kit (Differentiation)

小鼠胆管类器官培养基试剂盒 (分化)

产品规格: 500 mL、100 mL

产品货号: MA-0817H009DL/MA-0817H009DS

产品批号: MLH20240319

保存条件: 基础培养基于4°C保存。补充因子于-20°C 以下保存。

质量管理:

检测项目	检测标准	结果	检测员
无菌检查	检测培养基中是否含真菌、细菌, 结果为阴性。	通过	孙小
pH	pH 计测量, 结果介于 7.0~7.7 之间	7.52	杨春喜
渗透压	摩尔渗透压浓度测定仪测量, 结果介于 270 - 350mOsm/kg 之间。	327	杨春喜
支原体检测	PCR 扩增培养基中支原体序列, 结果为阴性	通过	孙小
内毒素	结果用凝胶法测定, 内毒素单位(EU/mL)	<1.5	洪小玲
类器官培养	可使小鼠胆管类器官分化。	通过	张沈薇

结论: 本产品按照厦门模基生物科技有限公司检验标准管理规程检测, 检验结果符合标准要求。

安全建议: 按照良好的工业卫生和实验室安全规程操作处理

产品有效期: 2025.01


质量保证: 曾凡伟

日期: 2024.03.06

仅供研究使用。不适用于诊断或治疗程序。

本文件中的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

附录-实验结果:



扩增期

分化I期

分化II期

图片 1 小鼠胆管类器官分化培养

联系方式: 400-091-6556

网址: www.mogengel.com

地址: 福建省厦门市翔安区民安街道莲亭路 821 号 401-25

